



bissinger

Anschlusskabel, Adapter, Neutralelektroden

Cables, Adapters, Neutral electrodes

Câbles, Adapteurs, Electrodes neutres

Cables, Adaptadores, Electrodos neutros

Cavi, Adattatori, Elettrodi neutri




Focus on better solutions

Bipolare Kabel
Bipolar cables
 Câbles bipolaires
Cables bipolares
 Cavi bipolari



Flachstecker
Flat plug
 Connecteur plat
Enchufe plano
 Spina piatta



Flachstecker
 gewinkelt
**Flat plug,
 angled**
 Connecteur plat,
 coudé
**Enchufe plano
 acodado**
 Spina piatta,
 ad angolo


















Flachstecker
 Vierkant
**Flat plug,
 square**
 Connecteur plat,
 carré
**Enchufe plano
 cuadrado**
 Spina piatta,
 quadrata



2-Pin-Stecker
2-pin plug
 Connecteur
 à 2 broches
Enchufe 2 pines
 Spina a 2 pin

Stecker generatorseitig
Plug, generator side
 Connecteur, côté générateur
Enchufe, lado del generador
 Spina, lato generatore

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| 2-Banana  | 3m | 80100010 | 80100051 | 80100012 | 80100025 |
| | 5m | 80100013 | 80100052 | 80100011 | 80100027 |
| Erbe, Storz  | 3m | 80100017 | 80100054 | 80100037 | 80100023 |
| | 5m | 80100018 | 80100056 | 80100038 | 80100029 |
| Martin, Berchtold, Aesculap GK55, GK60 Wolf  | 3m | 80100019 | 80100058 | 80100039 | 80100043 |
| | 5m | 80100020 | 80100059 | 80100047 | 80100045 |
| Valleylab, Lamidey, EMC  | 3m | 80100021 | 80100046 | 80100034 | 80100053 |
| | 5m | 80100022 | 80100048 | 80100033 | 80100055 |
| Erbe, EMC/Dolley  | 3m | 80100050 | - | 80100057 | - |
| | 5m | 80100060 | - | 80100067 | - |
| Aesculap GK4, GK20, GK21, GK30, GK34, GK50, GK51  | 3m | 80100035 | - | - | 80100073 |
| | 5m | 80100036 | - | - | 80100075 |
| Codman CMC II  | 3m | 80100041 | - | - | 80100063 |
| | 5m | 80100040 | - | - | 80100065 |
| Valleylab autobipolar  | 3m | 80100042 | - | 80100219 | - |
| | 5m | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2-Pin-Stecker gewinkelt 2-pin plug, angled Connecteur à 2 broches, coudé Enchufe 2 pines acodado <i>Spina a 2 pin, ad angolo</i> | 2-Pin-Stecker gewinkelt mit Schutzkappe 2-pin plug, angled with protecting cap Connecteur à 2 broches, coudé avec capuchon de protection Enchufe 2 pines acodado con caperuzza protectora <i>Spina a 2 pin, ad angolo con cappuccio di protezione</i> | Rundstecker BiTech Round plug BiTech Connecteur rond BiTech Enchufe redondo BiTech <i>Spina rotonda, BiTech</i> | Stecker Zange R. Wolf Plug R. Wolf forceps Connecteur, pince R. Wolf Enchufe pinza R. Wolf <i>Spina, pinza R. Wolf</i> | Stecker Zange Karl Storz Plug, Karl Storz forceps Connecteur, pince Karl Storz Enchufe pinza Karl Storz <i>Spina, pinza Karl Storz</i> | Stecker Ethicon Scheren Plug Ethicon scissors Connecteur, ciseaux Ethicon Enchufe tijeras Ethicon <i>Spina, forbici Ethicon</i> | Stecker Aesculap Pinzetten Plug, Aesculap forceps Connecteur, pincas Aesculap Enchufe pinzas Aesculap <i>Spina, pinze Aesculap</i> |
| 80100125 | 80100128 | 80100081 | 80100094 | 80100098 | 80100200 | 80100121 |
| 80100127 | 80100129 | 80100085 | - | 80100201 | 80100300 | 80100122 |
| - | - | 80100082 | 80100092 | 80100095 | 80100198 | 80100150 |
| - | - | 80100086 | 80100192 | 80100195 | 80100298 | - |
| - | - | 80100083 | 80100093 | 80100096 | 80100199 | 80100130 |
| - | - | 80100087 | 80100193 | 80100196 | 80100299 | 80100131 |
| 80100153 | 80100152 | 80100084 | 80100089 | 80100097 | 80100197 | - |
| 80100155 | 80100154 | 80100088 | 80100189 | - | 80100297 | - |
| - | - | 80100080 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 80100140 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 80100163 | - | - | - | - | - | - |
| 80100165 | - | - | - | - | - | 80100167 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Monopolare Kabel
Monopolar cables
 Câbles monopolaires
Cables monopolares
 Cavi monopolari

Stecker generatorseitig
Plug, generator side
 Connecteur, côté générateur
Enchufe, lado del generador
 Spina, lato generatore



Ø4mm
 Buchse
Socket
 Douille
Zócalo
 Bussola







Ø4mm
 Buchse
 gewinkelt
Socket, angled
 Douille, coudée
Zócalo acodado
 Bussola
 ad angolo



Ø2mm
 Stecker geschützt
 für Resektoskop
**Plug, protected
 for resectoscope**
 Connecteur protégé
 pour résectoscope
**Enchufe
 protegido para
 el resectoscopio**
 Spina protetta
 per resettoscopio



Ø4mm
 Stecker
 geschützt
Plug, protected
 Connecteur
 protégé
**Enchufe
 protegido**
 Spina protetta

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Erbe T-Serie, Martin, Berchtold  | 3m | 80100014 | 80100240 | 80100314 | - |
| | 5m | 80100016 | - | 80100324 | - |
| Bovie, Valleylab, Conmed  | 3m | 80100215 | 80100242 | 80100320 | 80100220 |
| | 5m | 80100221 | - | 80100340 | 80100222 |
| Martin, Berchtold, Aesculap  | 3m | 80100031 | - | 80100316 | 80100230 |
| | 5m | 80100331 | - | 80100326 | - |
| Erbe ACC/ICC, VIO  | 3m | 80100114 | 80100243 | 80100330 | - |
| | 5m | 80100115 | - | 80100360 | - |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Ø3 mm Buchse Socket Douille Zócalo Bussola | Ø4 mm Buchse mit Sechskant Hexagon socket Douille hexagonale Zócalo con hexágono Bussola con esagono | Ø4 mm Stecker* Plug* Connecteur* Enchufe* Spina* |
| 80100319 | 80100315 | 80100214 |
| - | - | 80100216 |
| - | - | 80100217 |
| - | - | 80100218 |
| - | - | 80100212 |
| - | - | - |
| - | 80100318 | - |
| 80100317 | - | - |

*Entspricht nicht
EU-Bestimmungen

***Non-compliant
with EU standards**

*Non conforme
aux normes UE

***No cumple
las normas UE**

*Non conforme
alle norme UE

Aufbau bipolare Kabel

Bipolar cable structure

Structure des câbles bipolaires

Construcción del cable bipolar

Struttura dei cavi bipolari

Porenfrei versilberte Leitungen
Non-porous silver plated wires
Conducteurs argentés, sans pores
Conductores plateados exentos de poros
Conduttori argentati, senza pori

Einzeladern verschlungen
Twisted cores
Conducteurs unifilaires, entrelacés
Conductores individuales retorcidos
Conduttori unifilari intrecciati

FEP Isolierung
FEP Insulation
Isolation FEP
Aislamiento FEP
Isolamento FEP

Silikon-Mantel, Latex-frei
Silicone jacket, latex-free
Gaine en silicone, sans latex
Cubierta de silicona, exenta de látex
Guaina in silicone, senza lattice



Aufbau monopolare Kabel

Monopolar cable structure

Structure des câbles monopolaires


Construcción del cable monopolar

Struttura dei cavi monopolari

Porenfrei versilberte Leitungen
Non-porous silver plated wires
Conducteurs argentés, sans pores
Conductores plateados exentos de poros
Conduttori argentati, senza pori

Einzeladern mehrfach zu Zöpfen verflochten
Multiple braided cores
Conducteurs unifilaires tressés
Conductores individuales trenzados varias veces
Conduttori unifilari a treccia multipla

Silikon-Mantel, Latex-frei
Silicone jacket, latex-free
Gaine en silicone, sans latex
Cubierta de silicona, exenta de látex
Guaina in silicone, senza lattice



Bipolare Adapter

Bipolar adapters

Adaptateurs bipolaires

Adaptadores bipolares

Adattatori bipolari




89102000

Martin Generator
Martin generator
Générateur Martin
Generatore Martin
Generador Martin




89102001

Erbe Generator
Erbe generator
Générateur Erbe
Generatore Erbe
Generador Erbe



89102002

Martin Kabel
Martin cable
Câble Martin
Cavo Martin
Cable Martin



89102003

Erbe Kabel
Erbe cable
Câble Erbe
Cavo Erbe
Cable Erbe

Monopolare Adapter

Monopolar adapters

Adaptateurs monopolaires

Adaptadores monopolares

Adattatori monopolari



89102004

Martin Generator
Martin generator
Générateur Martin
Generatore Martin
Generador Martin



89102005

Erbe Generator
Erbe generator
Générateur Erbe
Generatore Erbe
Generador Erbe

Wiederverwendbare
Neutralelektroden

**Reusable
neutral electrodes**

Electrodes neutres
réutilisables

**Electrodos neutros
reutilizables**

*Elettrodi neutri
riutilizzabili*

Die wiederverwendbaren Neutral-
elektroden von Bissinger bestehen
aus leitfähigem, widerstandsfähigem
Silikon und sind mit einem 4,5m
Anschlußkabel ausgestattet.

**The reusable neutral electrodes
by Bissinger are made of conduc-
tive resistant silicone and are
equipped with a 4.5m connecting
cable.**

Les électrodes neutres réutilisables
de Bissinger sont faites de silicone
conductrice résistante et dotées d'un
câble de raccordement de 4,5m.

**Los electrodos neutros reutili-
zables de Bissinger se componen
de silicona conductiva y resisten-
te y están equipados con un cable
de conexión de 4,5 m.**

*Gli elettrodi neutri riutilizzabili della
Bissinger sono fatti da silicone
conduttivo e resistente e sono muni-
ti di un cavo di collegamento di
4,5m.*

Wisch- oder Sprühdeseinfektion
Wipe or spray disinfection
Désinfection par essuyage ou pulvérisation
Desinfección por lavado o rocío
Disinfezione mediante pulizia o con spray



Kontaktfläche 390cm² (15x26cm), für Erwachsene,
mit Stecker Erbe, Integra, KLS Martin

**Contact surface 390cm² (15x26cm), for adults,
with Erbe, Integra, KLS Martin plug**

Surface de contact 390cm² (15x26cm), pour adultes,
avec connecteur Erbe, Integra, KLS Martin

**Superficie de contacto 390cm² (15x26cm), para
adultos, con enchufe Erbe, Integra, KLS Martin**

*Superficie di contatto 390cm² (15x26cm), per adulti,
con spina Erbe, Integra, KLS Martin*

89242004

mit Stecker KLS Martin

with KLS Martin plug

avec connecteur KLS Martin

con enchufe KLS Martin

con spina KLS Martin

89242003



Kontaktfläche 128cm² (8x16cm), für Kinder,
mit Stecker Erbe, Integra, KLS Martin

**Contact surface 128cm² (8x16cm), for children,
with Erbe, Integra, KLS Martin plug**

Surface de contact 128cm² (8x16cm), pour enfants,
avec connecteur Erbe, Integra, KLS Martin

**Superficie de contacto 128cm² (8x16cm), para niños,
con enchufe Erbe, Integra, KLS Martin**

*Superficie di contatto 128cm² (8x16cm), per bambini,
con spina Erbe, Integra, KLS Martin*

89232004

mit Stecker KLS Martin


with KLS Martin plug

avec connecteur KLS Martin

con enchufe KLS Martin

con spina KLS Martin

89232003



bissinger

Kabel für Einmal-Neutralelektroden

Cables for disposable neutral electrodes

Câbles pour électrodes neutres à usage unique

Cable para electrodos neutros desechables

Cavi per elettrodi neutri monouso



Stecker für
Einmal-Neutral-
Elektroden

**Plug for single-use
electrodes**

Connecteur pour
électrodes neutres
à usage unique

**Enchufe
para electrodo
desechable**

*Spina per elettrodi
neutri monouso*

Stecker generatorseitig

Plug, generator side

Connecteur, côté générateur

Enchufe, lado del generador

Spina, lato generatore

Erbe, Integra, KLS Martin



4,5m

89101050

KLS Martin



4,5m

89101052

Valleylab, Conmed, Erbe (international)



4,5m

89101051

Valleylab (Non REM), Conmed, Erbe (international)



4,5m

89101053



**Günter Bissinger
Medizintechnik GmbH**

Hans-Theisen-Straße 5
79331 Teningen/Germany
Tel. +49 7641/9 14330
Fax +49 7641/9 143333
eMail: info@bissinger.com
www.bissinger.com

www.bipolar-forceps.com
www.bipolar-scissors.com
www.bipolarpinzette.de
www.bipolarschere.de